

# COMFORTISSE<sup>®</sup> POSTURE



**[DE]** Dank **Comfortisse<sup>®</sup> Posture** schaffen Sie es mühelos, immer eine aufrechte Haltung einzunehmen.

## Wichtige Hinweise:

- Waschen Sie **Comfortisse<sup>®</sup> Posture** vor dem ersten Gebrauch, um den Geruch zu verringern. Mit der Zeit, wenn das Produkt gelüftet wird, verfliegt der Geruch nach und nach.
- **Comfortisse<sup>®</sup> Posture** muss eng am Körper anliegen, ohne dass die Stütze unbequem wird bzw. die Blutzufuhr beeinträchtigt wird. Wenn Sie **Comfortisse<sup>®</sup> Posture** unbequem finden, lockern Sie die Befestigungsbänder.
- Versichern Sie sich, dass Sie tief durchatmen können, während Sie **Comfortisse<sup>®</sup> Posture** tragen.
- Verwenden Sie **Comfortisse<sup>®</sup> Posture** nicht, während Sie schlafen.
- Verwenden Sie die Stütze nicht länger, wenn ein Ausschlag oder Jucken auftritt.
- Prüfen Sie **Comfortisse<sup>®</sup> Posture** vor jedem Gebrauch auf Risse und Beschädigungen, da der Artikel nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden darf.

## Produktbeschreibung:

1. Gürtel
2. Elastische Befestigungsbänder

## Gebrauchsanleitung:

1. Öffnen Sie den Gürtel.
2. Lockern Sie die elastischen Bänder.
3. Stecken Sie die Arme hinein (A).
4. Verstellen Sie den Gürtel so, dass er so eng und bequem wie möglich anliegt (B).
5. Befestigen Sie das Gürtelende mit Hilfe des Klettverschlusses.
6. Verstellen Sie die elastischen Bänder, bis Sie eine gerade, bequeme Haltung erzielt haben (C).
7. Führen Sie das Ende der Befestigungsbänder durch die Schnallen.

## Materialzusammensetzung:

Kaschierung: 100 % Polyester mit einer Zwischenschicht aus Styrol-Butadien-Kautschuk  
Elastisches Band: 44 % Elastodien, 30 % Nylon, 26 % Polyester  
Paspel: 90 % Polyester, 10 % Elasthan  
Band am Verschluss: 100 % Polyester  
Verschluss: 60 % Polyester, 40 % Nylon

## Reinigung:

Nicht der Sonne aussetzen | Handwäsche | Nicht bleichen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | Nicht bügeln | Nicht trockenreinigen | Nicht wringen | Im Schatten trocknen



**[EN]** **Comfortisse<sup>®</sup> Posture** helps you achieve an upright posture effortlessly.

## Warnings:

- Wash **Comfortisse<sup>®</sup> Posture** before using it for the first time to reduce any odours. Odours will diminish over time if the product is kept well-ventilated.
- **Comfortisse<sup>®</sup> Posture** must fit tightly to the body, but without the

support becoming uncomfortable or the blood supply will be impaired. If you find **Comfortisse<sup>®</sup> Posture** uncomfortable loosen the fastener belts.

- Make sure you can breathe deeply while wearing **Comfortisse<sup>®</sup> Posture**.
- Do not use **Comfortisse<sup>®</sup> Posture** while sleeping.
- Stop wearing the garment if your skin breaks out or itches.
- Check the **Comfortisse<sup>®</sup> Posture** prior to each time of use for rips or damages, as the article must only be used in faultless condition.

## Product Description:

1. Belt
2. Elastic straps

## Instructions for Use:

1. Unfasten the belt.
2. Loosen the elastic straps.
3. Put your arms in (A).
4. Adjust the belt to make it as tight and comfortable as possible (B).
5. Fasten the belt end with the aid of the hook velcro fastener.
6. Adjust the elastic straps until you achieve a comfortable, upright posture (C).
7. Pass the ends of the elastic straps through the fasteners.

## Material Composition:

Lining: 100% polyester with a filling of styrene-butadiene rubber  
Elastic Belt: 44 % Elastodien, 30 % Nylon, 26 % Polyester  
Edging: 90 % Polyester, 10 % Elastan  
Belt area around Fastener: 100 % Polyester  
Fastener: 60 % Polyester, 40 % Nylon

## Cleaning instructions:

Do not expose to the sun | Handwash | Do not bleach | Do not dry in the tumble dryer | Do not iron | Do not dry-clean | Do not wring | Dry in the shade



**[FR]** Grâce à **Comfortisse<sup>®</sup> Posture**, vous pourrez désormais vous tenir droit sans effort.

## Avvertissements :

- Pour en atténuer l'odeur, lavez **Comfortisse<sup>®</sup> Posture** avant sa première utilisation. L'odeur se dissipera avec le temps lorsque le produit aura été aéré.
- **Comfortisse<sup>®</sup> Posture** doit être porté serré au corps sans que le soutien ne soit inconfortable ou la circulation sanguine entravée. Si **Comfortisse<sup>®</sup> Posture** vous semble inconfortable, desserrez les bandes de fixation.
- Assurez-vous de pouvoir respirer profondément lorsque vous portez la **Comfortisse<sup>®</sup> Posture**.
- N'utilisez pas la **Comfortisse<sup>®</sup> Posture** pendant votre sommeil.
- Cessez de porter la ceinture en cas d'éruption cutanée ou de picotement.
- Avant chaque utilisation, contrôlez **Comfortisse<sup>®</sup> Posture** quant à des déchirures ou des dommages, car l'article ne doit être utilisé qu'en parfait état.

## Description du produit :

1. Ceinture
2. Bandes de soutien élastiques

## Mode d'emploi :

1. Détachez la ceinture.
2. Desserrez les bandes élastiques.
3. Introduisez les bras (A).
4. Ajustez la ceinture le plus près possible de votre corps tout en restant à l'aise (B).
5. Fixez l'extrémité de la ceinture à l'aide de la fermeture Velcro.
6. Ajustez les bandes élastiques jusqu'à obtenir une position droite et confortable (C).
7. Introduisez l'extrémité des bandes de soutien dans les brides.

## Composition des matières :

doublure : 100 % polyester avec une couche intermédiaire de caoutchouc styrène-butadiène  
Bande élastique : 44 % elastodiène, 30 % nylon, 26 % polyester  
Ganse : 90 % polyester, 10 % élasthanne  
Bande à la fermeture : 100 % polyester  
Fermeture : 60 % polyester, 40 % nylon

## Instructions d'entretien :

Ne pas exposer au soleil | Lavage à la main | Ne pas blanchir | Ne pas sécher dans le sèche-linge | Ne pas repasser | Ne pas nettoyer à sec | Ne pas essorer | Faire sécher à l'ombre



**[IT]** Grazie a **Comfortisse<sup>®</sup> Posture** riuscirai a mantenere una postura eretta senza sforzo.

## Avvertenze:

- Prima di utilizzarlo per la prima volta, lavare **Comfortisse<sup>®</sup> Posture** in modo da ridurne l'odore. Con il tempo, arieggiando il prodotto, l'odore andrà dissipandosi.
- **Comfortisse<sup>®</sup> Posture** deve essere ben aderente al corpo, senza tuttavia che i suoi sostegni diventino scomodi o che possa pregiudicare la circolazione del sangue. Qualora **Comfortisse<sup>®</sup> Posture** risultasse scomoda, allentare le fasce di fissaggio.
- Assicurati di riuscire a fare respiri profondi mentre indossi **Comfortisse<sup>®</sup> Posture**.
- Non usare **Comfortisse<sup>®</sup> Posture** mentre dormi.
- Smetti di indossare il capo, in caso di prurito o irritazione.
- Prima di utilizzarlo, verificare che **Comfortisse<sup>®</sup> Posture** non presenti strappi o danneggiamenti, poiché l'articolo può essere utilizzato solo se è in perfetto stato.

## Descrizione del prodotto:

1. Cintura
2. Fasce elastiche di sostegno

## Modalità d'uso:

1. Slaccia la cintura.
2. Allenta le fasce elastiche.
3. Inserisci le braccia (A).
4. Regola la cintura ben stretta ma in modo che resti comoda (B).

5. Fissare l'estremità della cinghia con l'aiuto della fascia di chiusura a strappo.
6. Regola le fasce elastiche in modo da ottenere una postura eretta e comoda (C).
7. Inserisci l'estremità delle fasce di sostegno nelle fibbie.

## Composizione:

Rivestimento: 100% poliestere con uno strato intermedio in gomma SBR  
Fascia elastica: 44 % elastodiene, 30 % nylon, 26 % poliestere  
Pistagna: 90 % poliestere, 10 % elastan  
Fascia sulla chiusura: 100 % poliestere  
Chiusura: 60 % poliestere, 40 % nylon

## Modalità di pulizia:

Non esporre al sole | Lavare a mano | Non candeggiare | Non asciugare in asciugatrice | Non stirare | Non lavare a secco | Non strizzare | Lasciar asciugare all'ombra



**[NL]** Dankzij **Comfortisse<sup>®</sup> Posture** kunt u moeiteloos een rechte houding behouden.

## Waarschuwingen:

- Was de **Comfortisse<sup>®</sup> Posture** voor het eerste gebruik om de geur te verminderen. Als u het product laat luchten verdwijnt de geur mettertijd.
- **Comfortisse<sup>®</sup> Posture** moet strak op het lichaam aansluiten, maar mag niet onprettig aanvoelen of de bloedcirculatie belemmeren. Zit **Comfortisse<sup>®</sup> Posture** onprettig strak, maak dan de bevestigingsbanden losser.
- Zorg ervoor dat u diep kunt in- en uitademen terwijl u **Comfortisse<sup>®</sup> Posture** draagt.
- Gebruik **Comfortisse<sup>®</sup> Posture** niet tijdens het slapen.
- Stop met het gebruik van het product in het geval van uitslag of jeuk.
- Controleer **Comfortisse<sup>®</sup> Posture** vóór ieder gebruik op scheuren en beschadigingen, want het artikel mag uitsluitend in onbeschadigde staat gebruikt worden.

## Omschrijving van het product:

1. Gordel
2. Elastische bevestigingsbanden

## Gebruiksaanwijzing:

1. Doe de gordel los.
2. Maak de elastische banden losser.
3. Steek uw armen erdoor (A).
4. Doe de gordel zo strak en comfortabel mogelijk om (B).
5. Zet het uiteinde van de gordel (borstband) vast met het klittenband.
6. Trek de elastische banden aan voor een rechte en comfortabele houding (C).
7. Steek het uiteinde van de elastische banden door de gespen.

## Materiaalsamenstelling:

Laminering: 100% polyester met een tussenlaag uit styrol-butadien-rubber  
Elastisch band: 44% elastodien, 30% nylon, 26% polyester



Paspels: 90% polyester, 10% elastaan  
Band bij de sluiting: 100% polyester  
Sluiting: 60% polyester, 40% nylon

#### Reinigen:

Niet blootstellen aan zonlicht | Handwas | Niet bleken | Niet in de droogtrommel | Niet strijken | Niet chemisch reinigen | Niet uitwringen | Drogen in de schaduw



**HU** A Comfortisse® Posture tartásjavító hevedernek köszönhetően testét mindig könnyedén egyenesen tudja tartani.

#### Fontos tudnivalók:

- Mossa ki a Comfortisse® Posture tartásjavító hevedert az első használat előtt, hogy csökkentse annak szagát. Ahogy a termék levegőzik, egyre jobban elveszíti azt a szagát, ami az első időben jellemezheti.
- A Comfortisse® Posture tartásjavító hevedernek szorosan kell felfeküdnie a testen, anélkül, hogy az kényelmetlen lenne, ill. hogy zavarná a vérkeringést. Ha a Comfortisse® Posture tartásjavító heveder viselését kényelmetlennek találja, akkor lazítson a rögzítő pántokon.
- Győződjön meg arról, hogy tud mély levegőt venni miközben a Comfortisse® Posture tartásjavító hevedert viseli.
- Ne használja a Comfortisse® Posture tartásjavító hevedert alvás közben.
- Ne használja tovább a tartásjavítót, ha kiütés keletkezett a testen vagy viszket a bőre.
- Ellenőrizze a Comfortisse® Posture tartásjavító hevedert minden használat előtt, hogy nincs-e elszakadva vagy megsérülve, mert az eszközök csak kifogástalan állapotban szabad használni.

#### Termékleírás:

- Öv
- Elasztikus rögzítő pántok

#### Használati utasítás:

- Nyissa ki az övet.
- Lazítsa ki az elasztikus rögzítő pántokat.
- Csúsztassa be a karjait (A).
- Állítsa be az övet úgy, hogy az szoros, de mégis kényelmes legyen (B).
- Rögzítse az öv végét a tépőzárral.
- Állítsa be az elasztikus pántokat olyan szorosra, hogy a tartása egyenes, de kényelmes legyen (C).
- Vezesse át a rögzítő pántok végét a csatokon.

#### Anyagösszetétel:

Laminálás: 100% poliészter, sztírol-butadién-gumi közbenső réteggel  
Heveder: 44 % elasztodién, 30 % nylon, 26 % poliészter  
Diszcsik: 90 % poliészter, 10 % elasztán  
Pánt a csatná: 100 % poliészter  
Csat: 60 % poliészter, 40 % nylon

#### Tisztítás:

Ne tegye ki napsugár hatásának | Kézi mosás | Ne fehéritse | Ne tegye

be szárítógépbe | Ne vasalja | Ne alkalmazzon szárítógépet | Ne csavarja ki | Szárítsa árnyas helyen



**CZ** Díky Comfortisse® Posture dokázete bez námahy mit vždy správné držení těla.

#### Důležitá upozornění:

- Vyperte Comfortisse® Posture ještě před prvním použitím, abyste minimalizovali jeho pach. Po čase, když bude výrobek větrán, pach postupně vyprchá.
- Comfortisse® Posture musí těsně přiléhat k tělu, aniž by byla opora nepřijemná nebo by bránila proudění krve. Pokud se budete v Comfortisse® Posture cítit nepřijemně, povolte upevňovací pásy.
- Vyzkoušejte, zda se můžete zhluboka nadechnout, když máte na sobě Comfortisse® Posture.
- Comfortisse® Posture nepoužívejte, když spíte.
- Oporu nadále nepoužívejte v případě vyrážky nebo svědění.
- Před každým použitím Comfortisse® Posture zkontrolujte, zda není roztržená nebo poškozená, protože tato pomůcka se smí používat pouze v bezvadném stavu.

#### Popis výrobku:

- Pás
- Elastické upevňovací pásy

#### Návod k použití:

- Otevřete pás.
- Uvolněte elastické pásy.
- Prostrčte paže dovnitř (A).
- Nastavte pás, aby přiléhal co nejtěsněji a nejpohodlněji (B).
- Upevněte konec pásu zipem.
- Nastavte elastické pásy, aby bylo dosaženo přímé a pohodlné držení těla (C).
- Protáhněte konec upevňovacích pásků přezkami.

#### Materiálové složení:

Kašírování: 100 % polyester s mezivrstvou z materiálu styrol-butadien-kaučuk  
Elastický pás: 44 % elastodién, 30 % nylon, 26 % polyester  
Lemovka: 90 % polyester, 10 % elastan  
Pás na uzávěru: 100 % polyester  
Uzávěr: 60 % polyester, 40 % nylon

#### Čištění:

Nevystavujte působení slunce | Ruční praní | Nebělte Nesušte v sušičce | Nežehlete | Nečistěte za sucha Neždímejte | Sušte ve stínu



**Záruka:** Na tento výrobek se vztahuje neomezená dvouletá záruka na všechny vady z výroby a na vady materiálu. Tato záruka nijak neovlivňuje vaše zákonná práva.

**SK** Vďaka Comfortisse® Posture zvládnete bez námahy vždy zaujať vzpriamený postoj.

#### Dôležité upozornenia:

- Pred prvým použitím Comfortisse® Posture vyperte, aby ste znížili zápach. Časom, keď sa výrobok viackrát prevetrá, zápach postupne vyprchá.
- Comfortisse® Posture musí tesne priliehať k telu, aby opora nebola nepohodlná alebo aby nedochádzalo k obmedzeniu prívodu krvi. Ak vám je Comfortisse® Posture nepohodlný, uvoľnite upevňovacie pásy.
- Uistite sa, že môžete počas nosenia Comfortisse® Posture zhlboka dýchať.
- Nenoste Comfortisse® Posture počas spánku.
- Nenoste viac oporu, ak sa dostaví vychýlenie alebo svrbenie.
- Pred každým použitím skontrolujte, či Comfortisse® Posture nemá trhliny a poškodenia, pretože výrobok sa smie používať iba v nepoškodenom stave.

#### Popis výrobku:

- Opasok
- Elastické upevňovacie pásy

#### Návod na použitie:

- Rozopnite opasok.
- Uvoľnite elastické pásy.
- Navlečte ich na ramená (A).
- Nastavte opasok tak, aby priliehal tak tesne a pohodlne, ako je to možné (B).
- Upevnite koniec opasku suchým zipsom.
- Nastavte elastické pásy, aby ste docielili vzpriamené a pohodlné držanie tela (C).
- Prevlečte konce upevňovacích pásov cez pracky.

#### Materiálové zloženie:

Kašírovanie: 100% polyester s medzivrstvou zo styren-butadien-kaučuku  
Elastický pás: 44 % elastodién, 30 % nylon, 26 % polyester  
Lemovka: 90 % polyester, 10 % elastan  
Pás na zapínanie: 100 % polyester  
Zapínanie: 60 % polyester, 40 % nylon

#### Čistenie:

Nevystavovať slnku | Ručné pranie | Nebieliť | Nesušiť v sušičke bielizne | Nežehliť | Nie suché čistenie | Nežmýkať | Sušiť v tieni



**Záruka:** Na tento výrobok sa vzťahuje neobmedzená dvojiročná záruka na všetky vady výroby a materiálu. Táto záruka nijako neovplyvňuje vaše zákonné právo.

**RO** Grație Comfortisse® Posture veți reuși fără efort să vă mențineți întotdeauna o postură dreaptă.

#### Indicații importante:

- Spălați Comfortisse® Posture înainte de prima utilizare pentru a reduce mirosul. Cu timpul, când produsul este aerisit, mirosul va dispărea treptat.
- Comfortisse® Posture trebuie să stea strâns pe corp, fără ca să prrijinul să devină neconfortabil resp. alimentarea cu sânge să fie afectată. Dacă

vi se pare că Comfortisse® Posture nu este confortabil, lărgiți benzile de fixare.

- Asigurați-vă că puteți respira adânc în timp ce purtați Comfortisse® Posture.
- Nu folosiți Comfortisse® Posture în timp ce dormiți.
- Nu folosiți sprrijinul dacă apare o erupție a pielii sau dacă vă mănâncă pielea.
- Verificați înainte de fiecare utilizare dacă Comfortisse® Posture are rupturi și deteriorări, deoarece articolul poate fi folosit numai într-o stare perfectă.

#### Descrierea produsului:

- Curea
- Benzi de fixare elastice

#### Instrucțiune de utilizare:

- Deschideți curea.
- Lărgiți benzile elastice.
- Introduceți brațele înăuntru (A).
- Reglați curea astfel încât să stea cât de strâns și de confortabil posibil (B).
- Fixați capătul curelei cu ajutorul închizătoarei cu arici.
- Reglați benzile elastice până ce ați obținut o postură dreaptă, confortabilă (C).
- Introduceți capătul benzilor de fixare prin catarame.

#### Compoziția materialului:

Cașerare: 100 % poliester cu un strat intermediar din cauciu stírol butadienc  
Banda elastică: 44 % Elastodién, 30 % Nylon, 26 % Poliester  
Banda bordurii: 90 % poliester, 10 % elastan  
Banda de la închidere: 100 % poliester  
Închidere: 60 % poliester, 40 % nylon

#### Curățare:

A nu se expune razelor soarelui | A se spăla manual | A nu se înălbi | A nu se usca în uscător | A nu se călca | A nu se curăța în stare uscată | A nu se stoarce | A se usca la umbră.



Hergestellt in China | Made in China | Fabriqué en Chine | Fabbricato in Cina | Made in China | Származási hely: Kína | Vyrobeno v Číně | Vyrobené v Číne | Tara de proveniența: China



Importeur | Importer | Importateur | Importatore | Importeur | Importör | Dovozce | Dodávateľ | Importator:

CH: Mediashop Schweiz AG | Leuholz 14 | 8855 Wangen | Switzerland  
EU: MediaShop GmbH | Schneiderstraße 1, Top 1 | 2620 Neunkirchen | Austria  
Forgalmazó: Telemarketing International Kft. | 9028 Győr | Fehérvári út 75. | Hungary

office@mediashop-group.com  
www.mediashop.tv

DE | AT | CH: 0800 37 6 36 06 -  
kostenlose Servicehotline  
HU: +36 96 961 000 | CZ: +420 234 261 900  
SK: +421 220 990 800 | RO: +40 318 114 000  
ROW +423 3881800

M12417 | M12418 | Stand: 03/2022

DE: Haftungsansprüche gegen die Firma Mediashop, welche sich auf Schäden (außer im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit einer Person, sogenannten Personenschäden), materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen seitens Dritter verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens Mediashop kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. EN: Liability claims against the company Mediashop, which relate to damage (except in the case of injury to life, body or health of a person, so-called personal injuries), material or immaterial in nature, caused by the use or non-use of the information provided or through the use of incorrect and incomplete information provided by third parties is fundamentally excluded, unless it can be proven that Mediashop acted with wilful intent or gross negligence. FR: Les prétentions en responsabilité à l'encontre de l'entreprise Mediashop concernant des dommages (sauf en cas d'atteinte à la vie, au corps ou à la santé d'une personne, dits dommages corporels), de nature matérielle ou idéelle résultant de l'utilisation ou de la non-utilisation des informations fournies, respectivement d'une utilisation d'informations incorrectes et incomplètes de la part de tiers, sont en principe exclus, à moins que l'on ne puisse apporter la preuve d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave de la part de Mediashop. IT: Le pretese di responsabilità nei confronti della società Mediashop, che si riferiscono a danni (salvo il caso di lesioni alla vita, al corpo o alla salute di una persona, c.d. lesioni personali), di natura materiale o immateriale, causati dall'uso o non uso dell'informazione fornita o dall'utilizzo di informazioni errate e incomplete da parte di terzi è fondamentalmente escluso, a meno che non possa essere dimostrato che Mediashop ha agito con dolo o colpa grave. NL: Aansprakelijkheidsclaims tegen het bedrijf Mediashop, die betrekking hebben op schade (behalve in het geval van dodelijk, lichamelijk of gezondheidsletsel van een persoon, zogenaamd persoonlijk letsel), van materiële of immateriële aard, veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie door derden is in principe uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat Mediashop met opzet of grove schuld heeft gehandeld. HU: A Mediashop cég ellen anyagi vagy szellemi természetű, a rendelkezés-re bocsátott információk felhasználása vagy fel nem használása nyomán, ill. harmadik fél részéről nem megletelő és nem teljes információk miatt keletkező károka vonatkozó felelősségi kárigény érvényesítése (az ember élet, testi vagy egészség sérelésének esetét kivéve) alapvetően kizárt, amennyiben a Mediashop részéről nem áll fenn bizonyíthatóan szándékos vagy durva gondatlanságból eredő vétség. CZ: Nároky na ručení vůči firmě Mediashop vztahující se na škody (s výjimkou v případě usmrcení, zranění nebo poškození zdraví osob, takzvaná poškození zdraví), materiální nebo nemateriální povahy, které byly způsobeny využitím nebo nevyužitím poskytnutých informací, resp. využitím chybných a neúplných informací ze strany třetích subjektů, jsou zásadně vyloučeny, pokud ze strany firmy Mediashop nedošlo k průkazné úmyslnému zavinění nebo k zavinění z hrubé nedbalosti. SK: Nároky na zodpovednosť voči spoločnosti Mediashop, ktoré sa týkajú škôd (okrem prípadu poranenia života, tela alebo ujmy na zdraví osoby, takzvaných osobných škôd), materiálnej alebo nemotnej povahy, spôsobených používaním alebo nepoužívaním informácie poskytnutej alebo Použitím nesprávnych a neúplných informácií tretími stranami sú zásadne vylúčené, pokiaľ sa nedá dokázať, že spoločnosť Mediashop konala úmyselne alebo z hrubej neoblivnosti. RO: Reclamațiile de răspundere față de societatea Mediashop, care se referă la daune (cu excepția cazului de vătămare a vieții, integrității corporale sau sănătății unei persoane, așa numitele vătămări ale persoanei), materiale sau de tip ideal, care au fost cauzate de folosirea sau nefolosirea informațiilor prezentate respectiv prin folosirea informațiilor defectuoase și incomplete din partea terților, sunt excluse din principiu, în măsura în care din partea Mediashop nu este prezentată o vină legetă dovedită sau vină din neglijență. PL: Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej wobec firmy Mediashop, odnoszące się do szkód (z wyjątkiem szkód na życiu, ciele lub zdrowiu człowieka, tzw. szkód osobowych) natury materialnej lub niematerialnej, powstałych w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania udostępnionych informacji lub w wyniku wykorzystania błędnych w miejscu, pełnych informacji przez osoby trzecie, są zasadniczo wykluczone, o ile nie można udowodnić winy umyślnej lub rażąco niedbalstwa po stronie Mediashop. TR: Mediashop şirketine karşı, maddi veya manevi nitelikteki hasarları (kişisel yaralanma olarak adlandırılan bir kişinin hayatına, vücuduna veya sağlığına zarar veremek hariç) ilgili sorumluluk talepleri, sunulan bilgilerin kullanımsından veya kullanılmamasından veya üçüncü şahıslar tarafından yanlış ve açık bilgilerin kullanımsından kaynaklanan herhangi bir hata, Mediashop tarafından kasuili veya ağır ihmalkar bir hata olmaksızın sürece genel olarak hariç tutulur. ES: Las reclamaciones de responsabilidad contra la empresa Mediashop que se refieren a los daños de naturaleza material o immaterial (excepto en el caso de lesiones a la vida, la integridad física o la salud de una persona, los llamados daños personales), causados por el uso o no uso de la información proporcionada o por el uso de información incorrecta e incompleta por parte de terceros, quedan esencialmente excluidas, en la medida en que no se demuestre la existencia de una culpa intencionada o gravemente negligente por parte de Mediashop.

